

## ЧЕК-ЛИСТ «ОПЫТЫ»

### ЗАДАНИЕ №1

**Как узнать о наличии крахмала в твороге?**

**Материалы:** творог, йод

**Инструменты:** чашка Петри/одноразовая тарелочка, пипетка, шпатель деревянный.

#### Ход выполнения опыта:


1. При помощи шпателя взять небольшое количество творога и положить в чашку Петри/тарелку.
2. При помощи пипетки капнуть 1-2 капли йода на творог.
3. Посмотреть на цвет творога (сравнить с образцом)
4. Вывод: \_\_\_\_\_

---

---

---

---



## ЗАДАНИЕ №2

Как определить наличие воды, муки или крахмала в мёде?

**Материалы:** мёд, йод

**Инструменты:** бумажная салфетка, лабораторный или одноразовый стакан, пипетка, шпатель деревянный, вода

### Ход выполнения опыта:

1. Налейте небольшое количество воды в стакан.
2. При помощи шпателя положите в него небольшое количество мёда и хорошо размешайте.
3. Капните 2-3 капли йода в воду при помощи пипетки и размешайте шпателем. Если вода приобрела голубой или синий оттенок - в мёде содержится мука или крахмал. Если вода окрасится в желтый или коричневый - мёд качественный.

4. Сделайте вывод по вашему образцу \_\_\_\_\_

---

---

---

